改良即用型油红 O 染色试剂盒

货号：SD0051

【产品描述】

即用型脂肪细胞染色试剂盒，专门用于组织，细胞等脂肪/脂滴染色；

【产品规格】

100ml

50ml

【注意事项】

1.PBS 和油红染色剂比例2： 3 稀释；

2.取出可以达到染色标注的成熟的脂肪细胞，用 PBS 清洗两次；

3.加10%中性甲醛固定30min 以上也可用95%的酒精固定

4.加入稀释好的染色工作液，避光孵育10—25min；

5.脱色，用75%酒精/60%异丙醇漂洗，除去多余的染料

【特别提醒】

油红O 染色时，应避免染色液挥发导致沉淀而出现背景

油红O 染色的冰冻切片要适当厚一些，一般为10—15μm，切片太薄容易导致脂肪流失。

油红O 染色结果不能长期保存，染色完毕后应尽快观察拍照。

声明：产品仅供科研使用